

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bat3/Bag6 Pour Wb Et Elisa - P46379

Numéro d'article: CM0002961



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-BAT3/BAG6 de haute qualité, validé pour le WB et l'ELISA. Détecte la protéine BAG6 humaine, murine et de rat, une chaperonne impliquée dans le contrôle de la qualité des protéines et l'apoptose. Idéal pour la recherche en DIV (diagnostic in vitro).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-BAT3/BAG6
Remarques/Alias	G3; BAT3; BAG-6; D6S52E; BAT3/BAG6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7917
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1033-1132 de la protéine BAT3/BAG6 humaine (P46379).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46379
Poids de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace