


Anticorps Polyclonal Anti-Bax Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q07812

Numéro d'article: CM0013150



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Bax humain (BCL2 Associated X). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose. Immunogène : peptide synthétique (aa 1-100).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bax Rabbit pAb
Remarques / Alias	BCL2 Associated X, Protéine Bcl-2-Like 4, Bcl2-L-4, BCL2L4,BAX
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	581
Identifiant de gène	581
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Bax humain (NP_620116.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07812
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace