


Anticorps Polyclonal Anti-Bax Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07812

Numéro d'article: CM0013232



Introduction

Anticorps polyclonal anti-Bax de haute qualité validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA ; réagit avec le Bax humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Bax Rabbit pAb
Remarques/Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	581
GeneID	581
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Bax humain (NP_620116.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07812
Poids protéique	21 kDa
Expédition	Sac de glace