


Anticorps Monoclonal Anti-Bax De Lapin (Ko Validé) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q07812

Numéro d'article: CM0003437



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Bax validé pour la recherche sur l'apoptose. Adapté pour WB, IF/ICC, IP et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible SWISS Q07812 avec un poids protéique de 21 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bax Rabbit mAb [KO Validé]
Remarques / Alias	BCL2L4; ax
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	581
Identifiant du gène	581
Immunogène	Peptide synthétique
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07812
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace