


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bax (Validé Par Ko) Pour La Recherche Sur L'apoptose - Q07812

Numéro d'article: CM0012926



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la protéine Bax humaine (BCL2 Associated X, BCL2L4). Détecte une protéine de 21 kDa. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Bax Rabbit pAb
Remarques / Alias	BCL2 Associated X, Bcl-2-Like Protein 4, Bcl2-L-4, BCL2L4, BAX
Espèce	Humain
GenelD (humain)	581
GenelD	581
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans la région des acides aminés 1-100 de la Bax humaine (NP_620116.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07812
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace