


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Baz2A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uif9

Numéro d'article: CM0022084



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine BAZ2A (TIP5) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le remodelage de la chromatine et le silençage de l'ADNr.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAZ2A Rabbit pAb
Remarques / Alias	TIP5; WALp3; BAZ2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11176
GeneID	11176
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 97-295 de la protéine BAZ2A humaine (NP_038477.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIF9
Poids de la protéine	211 kDa
Expédition	Sac de glace