


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Baz2A / Tip5 Pour Wb Et Elisa - Q9Uif9

Numéro d'article: CM0021347



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre BAZ2A / TIP5 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Spécifique des cibles humaines et murines, idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et l'épigénétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BAZ2A / TIP5 pAb de lapin
Remarques/alias	TIP5 ; WALp3 ; BAZ2A / TIP5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11176
GeneID	11176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 97 à 295 de BAZ2A humain (TIP5) (NP_038477.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9UIF9
Poids moléculaire	211 kDa
Expédition	Sac réfrigérant