


Anticorps Polyclonal Anti-Bbox1 Pour Wb, If-P, Elisa - 075936

Numéro d'article: CM0027008



Introduction

Le pAc de Lapin BBOX1 est un anticorps polyclonal dirigé contre la gamma-butyrobétaïne dioxygénase, validé pour WB, IF-P et ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la biosynthèse de la carnitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin BBOX1
Remarques/Alias	BBH; BBOX; G-BBH; gamma-BBH; BBOX1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8424
ID de Gène	8424
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du BBOX1 humain (NP_003977.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075936
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace