

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bbs10 Pour Wb, Elisa - Q8Tam1

Numéro d'article: CM0027511

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-BBS10 validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte la BBS10 humaine et de souris (~81 kDa). Idéal pour l'étude des ciliopathies, de l'assemblage du BBSome et des fonctions de chaperonne moléculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BBS10 pAb de lapin
Remarques / Alias	C12orf58; BBS10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79738
GeneID	79738
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 474-723 de la BBS10 humaine (NP_078961.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8TAM1
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace