

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bbs2 Pour Wb Et Elisa - Q9Bxc9

Numéro d'article: CM0026688

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BBS2 validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée contre la souris et le rat. Utile pour les études sur le complexe BBSome, la recherche sur la ciliogenèse et les investigations sur le syndrome de Bardet-Biedl.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BBS2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BBS; RP74; BBS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	583
GeneID	583
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-96 de la protéine BBS2 humaine (NP_114091.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9BXC9
Poids de la protéine	80kDa
Expédition	Sac de glace