

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bbs7 Pour Wb/If/Icc/Elisa - Q8Iwz6

Numéro d'article: CM0024634

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine BBS7 (BBS2L1) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec les orthologues de souris et de rat. Détecte une protéine d'environ 80 kDa. Convient à la recherche sur les ciliopathies, le complexe BBSome et la voie de signalisation SHH.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BBS7 pAb de lapin
Remarques / Alias	BBS2L1 ; BBS7
Espèce cible	Humain
GeneID (Humain)	55212
GeneID	55212
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 270 de la BBS7 humaine (NP_060660.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8Iwz6
Poids de la protéine	80 kDa
Expédition	Sac de glace