

## Anticorps Polyclonal Anti-Bc12 Pour Wb Et Elisa - Q6Yul8

Numéro d'article: CM0021922

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BC12 (KIN4A) d'Oryza sativa, adapté pour Western blot et ELISA. Validé pour l'espèce riz. Utile pour la recherche sur la biogenèse de la paroi cellulaire et la signalisation par les gibbérellines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | BC12 pAb de lapin                                                                                                                                       |
| Remarques / Alias    | BC2; GDD1; KIF4-like; OsJ_28385; OJ1134_E08.39-1; OJ1134_E08.39-2; OJ1134_E08.39-3; BC12                                                                |
| Espèce               | Oryza sativa                                                                                                                                            |
| Identifiant du gène  | 4346402                                                                                                                                                 |
| Immunogène           | Protéine recombinante   Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 840-970 de BC12 d'Oryza sativa. (Q6YUL8) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                   |
| Applications         | WB, ELISA                                                                                                                                               |
| Réactivité croisée   | Oryza sativa                                                                                                                                            |
| SWISS                | Q6YUL8                                                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 116 kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                            |