

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcap29 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uhq4

Numéro d'article: CM0030881



Introduction

Le pAb de lapin anti-BCAP29 détecte BCAP29 (protéine associée au récepteur des cellules B 29) chez l'homme, la souris et le rat en WB, IHC-P et ELISA. Convient à l'étude du transport réticulum endoplasmique-Golgi et de l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCAP29 pAb lapin
Remarques / Alias	B29; BAP29; BCAP29
Espèce	Humain
GeneID	55973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 125-241 de BCAP29 humain (NP_061332.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UHQ4
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace