

Anticorps Polyclonal Anti-Bcar1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56945

Numéro d'article: CM0022482



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BCAR1 (P56945) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'Humain, la Souris, le Rat. Cible p130cas, une protéine d'ancrage centrale dans les voies de signalisation de l'adhésion et de la migration cellulaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin BCAR1
Remarques/Alias	CAS ; CAS1 ; CASS1 ; CRKAS ; P130Cas ; BCAR1
Espèce	Humain
ID du gène	9564
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 495-612 de BCAR1 humain (NP_055382.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56945
Poids moléculaire de la protéine	93 kDa
Expédition	Sac de glace