

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcas3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9H6U6

Numéro d'article: CM0028587

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BCAS3 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'angiogenèse, le cancer et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCAS3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	MAAB, GAOB1, PHAF2, HEMARS, BCAS3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	54828
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H6U6
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sac isotherme