


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcat1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54687

Numéro d'article: CM0024216



Introduction

BCAT1 Rabbit pAb (P54687) est un anticorps polyclonal validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Il réagit avec BCAT1 humain, de souris et de rat, permettant des études sur le métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCAT1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BCT1 ; PP18 ; BCATC ; ECA39 ; MECA39 ; PNAS121 ; BCAT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	586
GeneID	586
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-190 de BCAT1 humain (NP_005495.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P54687
Poids de la protéine	43kDa
Expédition	Sac de glace