

Anticorps Polyclonal Anti-Bcat2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O15382

Numéro d'article: CM0026724



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la BCAT2 humaine (branched-chain-amino-acid aminotransferase, mitochondriale). Validé pour le WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCAT2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	BCAM; BCT2; HVLI; PP18; BCATM; BCAT2
Espèce	Humain
GenelD (humain)	587
GenelD	587
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-392 de la BCAT2 humaine (NP_001181.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15382
Poids moléculaire protéique	44 kDa
Expédition	Sac de glace