

Anticorps Polyclonal Anti-Bccip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P287

Numéro d'article: CM0028575



Introduction

Anticorps polyclonal anti-BCCIP de lapin validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le BCCIP humain, souris et rat. Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN, le cycle cellulaire et le centrosome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCCIP Lapin pAb
Remarques/Alias	TOK1; TOK-1; BCCIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	56647
GeneID	56647
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-314 du BCCIP humain (NP_510868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P287
Poids moléculaire	36kDa
Expédition	Sac de glace