


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bckdha Pour Wb, If/Icc, Elisa - P12694

Numéro d'article: CM0018885



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la BCKDHA humaine, validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour l'étude du métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et de la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCKDHA Rabbit pAb
Remarques/Alias	MSU ; MSUD1 ; OVD1A ; BCKDE1A ; BCKDHA
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	593
ID du gène	593
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 276 à 445 de la BCKDHA humaine (NP_000700.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P12694
Poids moléculaire	50 kDa
Expédition	Sac réfrigérant