


Anticorps Monoclonal Anti-Bckdhb Pour Wb - P21953

Numéro d'article: CM0006507



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre BCKDHB (BCKDE1B), validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat. Utilisé dans la recherche sur le métabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée et la maladie des urines à l'odeur de sirop d'érable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCKDHB Anticorps monoclonal de lapin (mAb)
Remarques/Alias	E1B ; BCKDE1B ; BCKDH E1-bêta ; BCKDHB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	594
GeneID	594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-392 de la BCKDHB humaine (NP_898871.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21953
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace