


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bckdhb Pour Wb, Elisa - P21953

Numéro d'article: CM0012878



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BCKDHB humain, validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Cible la sous-unité bêta de la déshydrogénase mitochondriale du 2-oxoisovalérate, impliquée dans le catabolisme des acides aminés à chaîne ramifiée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCKDHB Rabbit pAb
Remarques/Alias	E1B ; BCKDE1B ; BCKDH E1-bêta ; BCKDHB
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	594
GeneID	594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 183-392 de BCKDHB humain (NP_898871.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P21953
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac réfrigérant