

Anticorps Polyclonal Anti-Bckdk Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14874

Numéro d'article: CM0025693



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la BCKDK (kinase de l'alpha-cétoacide déshydrogénase à chaîne ramifiée). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit croisée avec l'homme et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des BCAA, la régulation du glucose et des lipides.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCKDK pAb de lapin
Remarques / Alias	BCK; BCKDKD; BCKDK
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	10295
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 153-412 de la BCKDK humaine (NP_005872.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Rat
SWISS	O14874
Poids de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace