

Anticorps Monoclonal Anti-Bcl-2 Pour Wb - P10415 / P49950

Numéro d'article: CM0011669



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Bcl-2 validé pour Western blot (WB), IHC-P et ELISA. Reconnaît le Bcl-2 humain, de souris et de rat. Adapté à la recherche sur l'apoptose, l'autophagie et le cancer. Anticorps recombinant pour une performance constante.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KD] Bcl-2 Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	Bcl-2; PPP1R50
Espèces	Homme/Rat
GeneID (Homme)	596
GeneID	596/24224
Immunogène	Peptide synthétique de Bcl2 humain/rat
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P10415/P49950
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace