

Anticorps Polyclonal Anti-Bcl-2 Pour Wb, Ip, Elisa - P49950

Numéro d'article: CM0022318

Introduction

pAc de Lapin anti-Bcl-2 validé pour WB, IP, ELISA avec réactivité croisée souris. Cible la région N-terminale du Bcl-2 de rat (26 kDa), un régulateur clé de l'apoptose. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAc de Lapin Bcl-2
Remarques/Alias	Bcl-2,
Espèce	Rat
GeneID (Humain)	596
GeneID	24224
Immunogène	Protéine recombinante Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Bcl2 de rat (NP_058689.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P49950
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace