

Anticorps Polyclonal Anti-Bcl-2 Pour Wb - P10415

Numéro d'article: CM0017298



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Bcl-2 humain, adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Conçu pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bcl-2 Lapin pAb
Remarques/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	596
GeneID	596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-239 du Bcl-2 humain (NP_000624.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10415
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace