

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bcl-2 [Kd Validé] Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P10415

Numéro d'article: CM0003806



Introduction

Anticorps monoclonal lapin Anti-Bcl-2 de haute qualité [KD Validé] validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Cible le régulateur de l'apoptose Bcl-2 humain (P10415). Idéal pour la recherche sur le cancer, l'apoptose et les études sur l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KD Validé] Bcl-2 mAb Lapin
Remarques/Alias	Bcl-2; PPP1R50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	596
GeneID	596
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de Bcl-2 humain (P10415)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P10415
Poids de la protéine	26kDa
Expédition	Sac de glace