


Anticorps Polyclonal Anti-Bcl-W Pour Wb, Elisa - Q92843

Numéro d'article: CM0018341



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le Bcl-W humain (BCL2L2), validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose et la survie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Bcl-W
Remarques/Alias	BCLW; BCL-W; PPP1R51; BCL2-L-2; Bcl-W
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	599
ID du gène	599
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-193 du Bcl-W humain (NP_004041.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q92843
Poids protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace