

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bcl-XL Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q07817

Numéro d'article: CM0006436



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Bcl-XL, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et les mitochondries. Détails complets du produit, contexte biologique et support d'approvisionnement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Bcl-XL mAb Lapin
Remarques/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	598
GeneID	598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de Bcl-XL humain (NP_612815.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07817
Poids Protéique	26kDa
Expédition	Sac de glace