

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl-XL Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q07817

Numéro d'article: CM0013433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Bcl-XL (aa 1-80). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bcl-XL Rabbit pAb
Remarques/Alias	BCLX; BCL2L; Bcl-X; PPP1R52; BCL-XL/S; Bcl-XL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	598
ID du gène	598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-80 de la Bcl-XL humaine (NP_001304848.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q07817
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace