

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl-XL (Validé Par Kd) Pour Wb, Elisa - Q07817

Numéro d'article: CM0022801



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Bcl-XL, validé par KD pour le Western blot et l'ELISA. Réagit avec Bcl-XL humain, murin et de rat ; idéal pour la recherche sur l'apoptose, le cancer et les neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KD] Bcl-XL pAb de lapin
Remarques/Alias	BCLX ; BCL2L ; Bcl-X ; PPP1R52 ; BCL-XL/S ; [Validé par KD] Bcl-XL
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	598
ID du gène	598
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de Bcl-XL humain (NP_001304848.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q07817
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac de glace