


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl10 (Validation Ko) Pour Wb, Elisa - O95999

Numéro d'article: CM0014433



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre Bcl10 humain, pour WB et ELISA. Détecte Bcl10 chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie NF-kB et la signalisation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Bcl10 pAb de lapin
Remarques/Alias	CLAP ; mE10 ; CIPER ; IMD37 ; c-E10 ; CARMEN ; 10
Espèce	Humain
GenelD (humain)	8915
GenelD	8915
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-233 de Bcl10 humain (NP_003912.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O95999
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac de glace