


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl2A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16548

Numéro d'article: CM0017410



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BCL2A1, spécifique à l'humain, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine anti-apoptotique hématopoïétique Bfl-1 (BCL2A1) impliquée dans la survie cellulaire et la réponse à l'infection. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCL2A1 pAb de lapin
Remarques / Alias	GRS, ACC1, ACC2, BFL1, ACC-1, ACC-2, HBPA1, BCL2L5, BCL2A1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	597
GeneID	597
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70 et 150 de BCL2A1 humain (NP_004040.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q16548
Poids de la protéine	20 kDa
Expédition	Sac isotherme