

Anticorps Monoclonal Anti-Bcl2L12 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Hb09

Numéro d'article: CM0003244

Introduction

BCL2L12 mAc Lapin (Humain, 37kDa, Q9HB09) validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Convient pour la recherche sur l'apoptose et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BCL2L12 mAc Lapin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	83596
GeneID	83596
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q9HB09
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace