

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bcl2L14/Bclg Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bzr8

Numéro d'article: CM0003616

Introduction

Anticorps monoclonal lapin contre BCL2L14/BCLG humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur l'apoptose et au développement de tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCL2L14/BCLG mAb lapin
Remarques/Alias	BCLG ; BCL2L14/BCLG
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	79370
GeneID	79370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-250 de BCL2L14/BCLG humain (Q9BZR8)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZR8
Poids de la protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace