


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bcl2L15 Pour Wb, Elisa - Q5Tbc7

Numéro d'article: CM0006703



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre le BCL2L15 humain (Bfk, C1orf178). Validé pour WB et ELISA. Utile pour les applications de recherche sur l'apoptose, l'épissage alternatif et la protéomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAc de lapin BCL2L15
Remarques/Alias	Bfk ; C1orf178 ; BCL2L15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	440603
GeneID	440603
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-163 du BCL2L15 humain (NP_001010922.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q5TBC7
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace