

Anticorps Polyclonal Anti-Bcl3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P20749

Numéro d'article: CM0014684



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BCL3 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec BCL3 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur la régulation de NF-kappa-B et la signalisation oncogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BCL3
Remarques / alias	BCL4; D19S37; BCL3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	602
GeneID	602
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 300-400 de BCL3 humain (NP_005169.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20749
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac à glace