

Anticorps Monoclonaux Anti-Bcl6 () Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P41182

Numéro d'article: CM0012275



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain BCL6 conjugué directement à l' pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour FC (intra), cible un répresseur transcriptionnel critique dans la biologie du centre germinatif et la recherche sur les lymphomes. Réactivité croisée humaine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Lapin anti-Humain BCL6 mAb
Remarques/Alias	BCL6; BCL5; BCL6A; LAZ3; ZBTB27; ZNF51; B-cell CLL/lymphoma 6
Espèce	Humain
GeneID	604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235-350 du BCL6 humain (NP_001124317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P41182
Poids Protéique	72kDa/78kDa
Expédition	Sac de glace