

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bcl6 Pour Cytométrie En Flux Et Elisa - P41182

Numéro d'article: CM0006651



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin anti-BCL6 humain, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire et l'ELISA. Idéal pour étudier la fonction et la localisation de la protéine BCL6 dans les lymphomes à cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-BCL6
Remarques/alias	BCL5 ; LAZ3 ; BCL6A ; ZNF51 ; ZBTB27 ; BCL6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	604
GeneID	604
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 235 à 350 de BCL6 humain (NP_001124317.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CMF (intracellulaire), ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P41182
Poids moléculaire	79 kDa
Expédition	Sac de glace