

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl9 Pour Wb Et Elisa - 000512

Numéro d'article: CM0022392



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Bcl9 humain, un proto-oncogène de la voie Wnt. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec une réactivité croisée avec la souris. Immunogène : protéine recombinante N-terminale. Idéal pour la recherche sur le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Bcl9
Remarques/Alias	LGS ; Bcl9
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	607
GeneID	607
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 du Bcl9 humain. (NP_004317.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O00512
Poids moléculaire de la protéine	149 kDa
Expédition	Sac de glace