

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9D219

Numéro d'article: CM0028989

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Bcl9 adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la protéine Bcl9 humaine, de souris et de rat, un coactivateur nucléaire de la voie Wnt d'environ 149 kDa. Soutient la recherche en cancérologie et en biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bcl9 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	607
GeneID	77578
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1278 et 1377 de la protéine Bcl9 de souris (NP_084209.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q9D219
Poids de la protéine	149kDa
Expédition	Sac isotherme