

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl9 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9D219

Numéro d'article: CM0023964

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine B-cell CLL/lymphome 9 (Bcl9) de souris. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Description                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Bcl9 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Remarques/Alias     | Gm130; 2610202E01Rik; 8030475K17Rik; A330041G23Rik; Bcl9                                                                |
| Espèce              | Souris                                                                                                                  |
| ID de gène (Humain) | 607                                                                                                                     |
| ID de gène          | 77578                                                                                                                   |
| Immunogène          | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-500 de Bcl9 de souris (Q9D219) |
| Source              | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                   |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                |
| Réactivité croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                     |
| SWISS               | Q9D219                                                                                                                  |
| Poids moléculaire   | 149kDa                                                                                                                  |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                            |