


Anticorps Polyclonal Anti-Bclaf1 Pour Wb Et Elisa - Q9Nyf8

Numéro d'article: CM0024202



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre BCLAF1 (BTF), adapté pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec BCLAF1 humain, souris et rat. Idéal pour les études sur l'apoptose et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BCLAF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BTF, bK211L9.1, BCLAF1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	9774
ID de Gène	9774
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 330-552 du BCLAF1 humain (NP_001070909.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NYF8
Poids Protéique	106kDa
Expédition	Sac de glace