

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcmo1 Pour Wb, Elisa - Q9Hay6

Numéro d'article: CM0018310

Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin BCMO1 pour les applications WB et ELISA. Validé sur des échantillons humains, murins et de rat. Cible la bêta-carotène dioxgénase 1, une enzyme clé dans la production de rétinol et la vision.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BCMO1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BCO ; BCDO ; BCMO ; BCDO1 ; BCMO1
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	53630
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 268-547 de BCMO1 humain (NP_059125.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HAY6
Poids Moléculaire de la Protéine	63 kDa
Expédition	Sac de glace