


Anticorps Polyclonal Anti-Bcr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P11274

Numéro d'article: CM0015114



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BCR de haute qualité, validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le BCR humain, murin et rat. Idéal pour l'étude de la signalisation des petites GTPases et de la biologie synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCR Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALL ; CML ; PHL ; BCR1 ; D22S11 ; D22S662 ; BCR
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	613
GeneID	613
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P11274
Poids moléculaire de la protéine	143 kDa
Expédition	Sac de glace