

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bdkrb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30411

Numéro d'article: CM0029619



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BDKRB2 humain (récepteur B2 de la bradykinine), validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation des GPCR et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit              | BDKRB2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Remarques/Alias             | B2R; BK2; BK-2; BKR2; BRB2; BDKRB2                                                                                            |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (humain)             | 624                                                                                                                           |
| GeneID                      | 624                                                                                                                           |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302-391 du BDKRB2 humain (NP_000614.1) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie                   | Anticorps Polyclonaux                                                                                                         |
| Application                 | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                             |
| Réactivité Croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                       | P30411                                                                                                                        |
| Poids Moléculaire Protéique | 44kDa                                                                                                                         |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                  |