


Anticorps Monoclonal Anti-Bdnf Pour If-P, Elisa - P23560

Numéro d'article: CM0005654



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre le BDNF humain, validé pour IF-P et ELISA. Détecte le BDNF de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la signalisation neurotrophique, la plasticité synaptique et la survie neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BDNF Lapin mAb
Remarques/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	627
ID de Gène	627
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 du BDNF humain (P23560).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P23560
Poids Protéique	28kDa
Expédition	Sac de glace