


Anticorps Monoclonal Anti-Bdnf (Souris) Pour Wb, Elisa - P23560

Numéro d'article: CM0003884



Introduction

Anticorps monoclonal de souris de haute qualité dirigé contre le BDNF humain (P23560), validé pour Western blot et ELISA. Détecte le BDNF de souris et de rat. Idéal pour les études de neurobiologie et de plasticité synaptique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BDNF Mouse mAb
Remarques/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	627
GeneID	627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-247 du BDNF humain (P23560)
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réaction croisée	Souris, Rat
SWISS	P23560
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sachet réfrigérant