

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bécline 1 (Validé Ko) Pour Wb Et Elisa - Q14457

Numéro d'article: CM0005889



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO contre la Bécline 1 humaine, validé pour WB et ELISA. Reconnaît la Bécline 1 humaine, murine et de rat. Convient pour la recherche sur l'autophagie et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-Bécline 1
Remarques/Alias	ATG6 ; VPS30 ; beclin1 ; Bécline 1 ; BECN1 ; beclin-1 ; 1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8678
GeneID	8678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la Bécline 1 humaine (NP_003757.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14457
Poids moléculaire protéique	52 kDa
Expédition	Sac de glace