


Anticorps Polyclonal Anti-Best1 Pour Wb, Elisa - 076090

Numéro d'article: CM0013493



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BEST1 humain (Bestrophine-1), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'épithélium pigmentaire rétinien et les canaux ioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BEST1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ARB ; BMD ; BEST ; RP50 ; VMD2 ; TU15B ; Best1V1Delta2 ; BEST1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7439
GeneID	7439
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	076090
Poids moléculaire	68 kDa
Expédition	Sac de glace