

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Best1 Pour Wb, Elisa - 076090

Numéro d'article: CM0030348



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Bestrophine-1 humaine (BEST1). Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'épithélium pigmentaire rétinien et les études sur les canaux anioniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BEST1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARB; BMD; BEST; RP50; VMD2; TU15B; Best1V1Delta2; BEST1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7439
GeneID	7439
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 171-270 de la BEST1 humaine (NP_004174.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076090
Poids moléculaire	68kDa
Expédition	Sac de glace